

NIEUW



Palamat® Premium – kleiner vanbuiten, slimmer vanbinnen Eén drukpolymerisatieapparaat voor alles.

De Palamat Premium heeft enerzijds een ruimtebesparend ontwerp en anderzijds een grotere binnenruimte. Dankzij de grotere opening en capaciteit kunnen zelfs grote articulators in de drukpan geplaatst worden. Het apparaat kan vrijwel elke gewenste indicatie en kunststof polymeriseren.

Giving a hand to oral health.



KULZER
MITSUI CHEMICALS GROUP

Palamat® Premium

Eén drukpolymerisatieapparaat voor alles.

De Palamat Premium drukpan heeft intuïtieve, kleurgecodeerde programma's voor koud- en heetpolymerisaten. De software is flexibel; kies uit voorgeprogrammeerde programma's, pas deze naar behoefte aan of stel uw eigen parameters handmatig in – alles via een goed leesbaar, duidelijk full-colour LCD display.

Voordelen

Kleiner vanbuiten, slimmer vanbinnen:

Gebruiksvriendelijk

- Temperatuur, druk en tijd altijd zichtbaar.
- Automatisch met 2 drukken op de knop starten of zelf handmatig instellen; ergonomisch & intuïtief.
- Visuele begeleiding via kleurgecodeerde programma's.
- Interactief keuzemenu met iconen.

Gebruiksgemak voor elke dag

- Grotere opening en grotere capaciteit van de polymerisatiekamer en een ruimtebesparend ontwerp.
- Geschikt voor grote articulatoren of 6 prothesen.
- Bewezen druksluiting.
- Snel en nauwkeurig regelen van de temperatuur.
- Timer tot 9 uur en 59 min & voortdurende cyclus.

Clean-lab design

- Geoptimaliseerd voor eenvoudige reiniging.
- Verbeterde waterafloop.



In tegenstelling tot touchscreens, kunnen knoppen met natte handen of handschoenen bediend worden.



Design zorgt dat de display is beschermd tegen spatten. Waterbestendige bedieningsknoppen.



Slim ontworpen waterafloop met zelfsluitende plug-in connectie.



Geschikt voor grote articulatoren of 6 prothesen.

Technische informatie

Operationele parameters

- Temperatuur range: 40 – 99°C
- Luchtdruk: aan/uit [2bar]
- Timer: aan/uit [0:01 – 9:59 u:min] & voortdurende cyclus
- Prog. 1: 45°C – BAR – 15 min*
- Prog. 2: 55°C – BAR – 30 min*
- Prog. 3: 99°C – BAR – 30 min*

Capaciteit

- Tot 6 prothesen (enkele cuvetten)
- 1 Grote articulator met prothese
- 3 Palajet duoflasks (dubbele cuvetten)

Applicatie

- Koudpolymerisaten 45°C / 55°C*
- Heetpolymerisaten tot 99°C*
- Elke gewenste individuele temperatuur instelbaar

*Voorgeprogrammeerde programma's voor de 230V-versie.

Samenvattend

Werken met de Palamat Premium betekent, profiteren van een grote opening, grote capaciteit in combinatie met een ruimtebesparend ontwerp; kleurgecodeerde programma's – voorgeprogrammeerd of handmatig aan te passen; intuïtieve gebruikersinterface en duidelijk overzicht van temperatuur, tijd en druk.