

# SUPERIEURE RETRACTIE



## RetraXil®

### Goede sulcus opening – minimaal invasieve toepassing

RetraXil® zorgt voor een schone openstaande sulcus en garandeert goed blootliggende en bloedvrije preparatieranden. De innovatieve fixeershulp borgt de tip en vergroot zo het gebruiksgemak.

- » Atraumatische toepassing.
- » Efficiënt weefselmanagement.
- » Stabiele spuit voor meervoudig gebruik.
- » Materiaal krult niet op, scheurt niet en is makkelijk weg te spoelen.

Giving a hand to oral health.



**KULZER**  
MITSUI CHEMICALS GROUP



# RetraXil® – Sublieme Retractie

Efficiënte gingivale retractor met de hoogste standaarden in gebruik en veiligheid

## Veilig en zeker

- Geen risico op systemisch overdoseren.
- Blauwe kleur contrasteert met de gingiva en elementen; goed zichtbaar en goede controle bij wegspoelen.
- Fixeerhulp borgt de tip op de spuit en zorgt voor veilig op- en afdraaien.

## Prettige handling

- Door de dunne tip kan precies en atraumatisch worden geapliceerd in de sulcus en interproximale ruimten.
- Compatibel met analoge en digitale afdruktechnieken.
- Minder handelingen vergeleken met het gebruik van retractor-draden.

## De eerste indrukken van RetraXil®

“Retraxil heeft een prettige, niet te stugge consistentie. De goede hemostatische werking zorgt voor een schoon werkgebied.”

Dr. R.L. Nieboer,  
tandarts bij de Kempenaer (Nederland)













“Er blijven geen materiaalresten achter bij het uitspoelen en de preparatie is daarna perfect te scannen! De tip van Retraxil gaat eenvoudig in de sulcus en opent deze effectief.”

Dr. C.D. Bos, tandarts (Nederland)

Gebaseerd op resultaten van tandartsen uit verschillende landen – gegevens beschikbaar.



RetraXil® biedt atraumatische en gemakkelijke toegang tot de sulcus dankzij de dunste tip op de markt

| RetraXil®   | Concurrent 1  | Concurrent 2   | Concurrent 3  | Concurrent 4  | Concurrent  |
|---|---|--|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  |
| Ø 0.9 mm  | Ø 1.25 mm   | Ø 1.25 mm  | Ø 1.4 mm  | Ø 1.4 mm  | Ø 1.6 mm  |
|  |  |  |  |  |  |
| Cannula   | PLT   | Cannula  | PLT   | PLT   | Cannula   |

| Art. Code          | Artikel                             | Inhoud   |
|--------------------|-------------------------------------|--|
| <b>Producten</b>   |                                     |  |
| 66077159           | <b>RetraXil Starter Pack</b>        | 4 x 1 g RetraXil<br>2x Twisting aid<br>20x Tips    |
| 66077158           | <b>RetraXil Value Pack</b>          | 20 x 1 g RetraXil<br>10x Twisting aid<br>100x Tips |
| <b>Navullingen</b> |                                     |  |
| 66087214           | <b>RetraXil Twisting aid Refill</b> | 2 x 10 Twisting aid                                |
| 66087215           | <b>RetraXil Cannula Refill</b>      | 5 x 20 Tips  |



[kulzer.nl/retraxil](https://kulzer.nl/retraxil)