

SUPERIEURE RETRACTIE

RetraXil®

Starter Pack

Adstringerende Retraktionspasta
Adstringent retraction paste



KULZER
MITSUI CHEMICALS GROUP

RetraXil®

Goede sulcus opening – minimaal invasieve toepassing

RetraXil® zorgt voor een schone openstaande sulcus en garandeert goed blootliggende en bloedvrije preparatieranden. De innovatieve fixeershulp borgt de tip en vergroot zo het gebruiksgemak.

- » Atraumatische toepassing.
- » Efficiënt weefselmanagement.
- » Stabiele spuit voor meervoudig gebruik.
- » Materiaal krult niet op, scheurt niet en is makkelijk weg te spoelen.

Giving a hand to oral health.



KULZER
MITSUI CHEMICALS GROUP

RetraXil® – Sublieme Retractie

Efficiënte gingivale retractor met de hoogste standaarden in gebruik en veiligheid

Veilig en zeker

- Geen risico op systemisch overdoseren.
- Blauwe kleur contrasteert met de gingiva en elementen; goed zichtbaar en goede controle bij wegspoelen.
- Fixeerhulp borgt de tip op de spuit en zorgt voor veilig op- en afdraaien.

Prettige handling


- Door de dunne tip kan precies en atraumatisch worden geapliceerd in de sulcus en interproximale ruimten.
- Compatibel met analoge en digitale afdruktechnieken.

Economisch en tijdbesparend

- Minder handelingen vergeleken met het gebruik van retractiedraden.



De consistentie van een pasta
– De stabiliteit van een draad



RetraXil® biedt atraumatische en gemakkelijke toegang tot de sulcus dankzij de dunste tip op de markt

RetraXil®	Concurrent 1	Concurrent 2	Concurrent 3	Concurrent 4	Concurrent
					
Ø 0.9 mm	Ø 1.25 mm	Ø 1.25 mm	Ø 1.4 mm	Ø 1.4 mm	Ø 1.6 mm
					
Cannula	PLT	Cannula	PLT	PLT	Cannula

Art.nr.	Artikel	Inhoud
Producten		
66098180	RetraXil Starter Pack	4 x 1 g RetraXil 2 x Twisting aid 20 x Tips
66098179	RetraXil Value Pack	20 x 1 g RetraXil 10 x Twisting aid 100 x Tips
Navullingen		
66087214	RetraXil Twisting aid Refill	2 x 10 Twisting aid
66087215	RetraXil Cannula Refill	5 x 20 Tips



kulzer.nl/retraxil